

アンデスケアベッドで改正JIS規格対応 サイドレールをご利用いただくために

アイシン精機株式会社
2011年10月26日作成


下記ステッカー番号が対象商品です。



サイドレールステッカー番号の頭4桁が以下の方

GL01P*****

ベッドステッカー番号の頭4桁が以下の方

GL11*****



<p>現在ご使用のサイドレール</p>	<p>2009年改正JIS規格に適應させるには</p>	
<p>KN-2020</p>	<p>仰向けに寝た状態で、 右側は、KGLR-921、左側は、KGLR-922 へ変更ください</p>	
 <p>2009年改正JIS 規格を満足しません。</p>	<p>変更される 場合は</p>	 <p>サイドレールの取り付けは、ベッドの右側・左側で 形式が異なりますのでご注意ください。</p>